

DEZE HANDLEIDING LEZEN VÓÓR GEBRUIK

HELSENSTEENSTIFT / ZILVERNITRAATSTIFT 95%

PER STIFT NIET MEER DAN ÉÉN PATIËNT BEHANDELEN

PRODUCT: Een applicator voor gebruik bij één patiënt, voorzien van een massieve punt van 95% zilvernitraat BP/PhEUR / 5% kaliumnitraat BP/PhEUR, gemonteerd aan het uiteinde van een kunststof heft. De punt heeft een gewicht van ongeveer 0,5 gram.

GEbruik: Voor het verwijderen van (voet-)wratten, granulatie weefsel, voor het dichtbranden van de huid of het slijmvlies, uitsluitend onder streng medisch toezicht.

VOORZICHTIG:

- Geeft zwarte vlekken op de huid en op de meeste materialen: Textiel, meubilair, sanitair, enzovoort.
- Sterk bijtend, alleen voor uitwendig gebruik.
- Het puntje is zeer breekbaar, dus **niet wrijven** maar aanstippen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

DOSIS / TOEPASSING: De punt licht bevochtigen met schoon water, voorzichtig aanstippen gedurende niet meer dan 2 minuten, terwijl zorg wordt genomen het gezond weefsel te vermijden, eventueel door de huid te beschermen met vaseline. Wanneer de punt te nat wordt, wordt de werking verzwakt. De behandeling kan worden onderbroken door te spoelen met een natriumchlorideoplossing, die de zilverionen bindt.

CONTRA-INDICATIES / WAARSCHUWINGEN / ONGEWENSTE EFFECTEN / VERDERE

INFORMATIE: Uitsluitend voor gebruik onder streng medisch toezicht. Alleen bestemd voor plaatselijke, externe toepassingen. **Niet te gebruiken voor genitale wratten.** Gezien de bijtende werking van zilvernitraat, dienen de ogen en andere gevoelige delen zorgvuldig te worden gemedend, in het bijzonder waar het gaat om slijmvliezen, en met name waar het kinderen betreft. Zilvernitraat kan het behandelde gebied wekenlang verkleuren. Excessieve hoeveelheden of verkeerd gebruik kunnen brandplekken veroorzaken. In uitzonderlijke gevallen kan langdurige toepassing van bovenmatige hoeveelheden leiden tot argyria, een plaatselijke of algemene blauwzwarte verkleuring van de huid, ogen, enz., als gevolg van de afzetting van zilver in het weefsel. Hoewel waarschijnlijk onschadelijk, kan de verkleuring hardnekkig zijn en slechts zeer langzaam verdwijnen. De absorptie van nitriet middels de activiteiten van bepaalde nitraatverminderende bacteriën in sommige wonden kan methemoglobinemie veroorzaken. Vergiftiging per ongeluk door inslikken is onwaarschijnlijk gezien de geringe hoeveelheid, maar kan resulteren in pijn, speekselvloed, diarree, misselijkheid, braken, coma of stuipрекkingen. Weefsel of braaksel kunnen zwart verkleuren. Met de behandeling voor vergiftiging dient onverwijld te worden begonnen, door de maag herhaaldelijk te spoelen met een oplossing van 1% natriumchloride, gevolgd door toediening van een oplossing van 30 gram natriumsulfaat in 250ml water. Een demulcens, bijvoorbeeld eiwit, melk of paraffine-olie kan worden toegediend, eventueel i.s.m. pethidine of morfine, onder nauwlettende bewaking van de nierfunctie en het vochtbalans. Gemorste zilvernitraat onmiddellijk wegspoelen met veel water. Ogen dienen 10 minuten te worden gespoeld met schoon water en eventueel medisch te worden behandeld.

FARMACOLOGIE: Zilvernitraat werkt als bijtend middel om wratten en ander ongewenst weefsel te verwijderen. De werkzaamheid blijft in het algemeen beperkt tot het behandelde gebied. Absorptie via de onbeschadigde huid is te verwaarlozen, en minimaal via de slijmvliezen. Geabsorbeerde grotere hoeveelheden worden later als zilver metaal en onoplosbare verbindingen herverspreid in de verschillende organen, voornamelijk in het bindweefsel, en hoofdzakelijk in de huid en slijmvliezen, om vandaar uiterst langzaam te worden uitgescheiden.

FARMACEUTISCHE VOORZORGEN: BEWAREN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
KOEL, DROOG EN DONKER BEWAREN.

MAINIT artikelnummer: 226511
Z-Indexnummer: 14960168

Mainit BV
Bordwalserstraat 4
1531 RK Wormer

Tel.: 075-6422204
Email: info@mainit-bv.nl
Website: www.mainit-bv.nl