



Een op actieve zuurstof gebaseerde instrumentendesinfectiemiddel voor handmatige reiniging en desinfectie met multi-enzymformule.

gigasept® pearls

Onze pluspunten

- Volledige microbiologische effectiviteit door synergistische werkstofcombinatie met actief zuurstof;
- Uitmuntende reinigingsprestaties door multi -enzym formule in combinatie met neutrale pH waarde en krachtige oppervlakteactieve stoffen (proteïnefixatie);
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit zelfs bij gevoelige materialen, zoals flexibele endoscopen;
- Meer gebruikersveiligheid - dankzij de innovatieve parel structuur - stofvrij (waardoor geen risico van inademing);
- Verrassend aangename geur;

Toepassingsgebied

Universele reiniging en desinfectie van thermostabiele en thermolabele medische instrumenten van alle soorten. Met name geschikt voor flexibele endoscopen en gevoelige materialen zoals siliconen, polycarbonaat, polysulfon en acrylglas. Naast handmatig gebruik zijn de gigasept® pearls ook geschikt voor gebruik in een ultrasoon bad.

Gebruiksaanwijzing

De instrumentendesinfectie parels worden verdund met koud water tot de gewenste gebruikconcentratie.

Dosering: 1% - 2% afhankelijk van de microbiologische werkzaamheid. Bereid de oplossing met bijgevoegde doseerlepel.

Voorbeeld van gebruik: 10 liter van een 2% werkoplossing komt overeen met 9,8 liter water en 200g (200 g = 300ml) gigasept® pearls. Meer informatie over dosering, kunt u vinden in de doseringstabel op de volgende pagina. Meet eerst de gewenste hoeveelheid water af en voeg de juiste hoeveelheid parels toe.

Roer meerdere keren gedurende 15 minuten. Hierna is de werkoplossing klaar voor gebruik. Kleinere onopgeloste residuen hebben geen invloed op de effectiviteit van de werkoplossing, maar vertegenwoordigen een effectief activiteitendepot.

Dompel de te behandelen endoscopen en instrumenten onder, in de oplossing. Zorg voor complete onderdompeling, en zorg met name bij hol instrumentarium dat al het lucht uit het instrument ontsnapt is. Spoel de instrumenten na behandeling grondig af met water van ten minste drinkwater kwaliteit, bij voorkeur gedeïoniseerd water, om residu van de werkoplossing volledig te verwijderen.

Let op de voorbereidingsaanbevelingen van de instrumenten fabrikanten. Niet mengen met andere schoonmaakmiddelen of desinfectiemiddelen. Nationale voorschriften kunnen vereisen dat reiniging en desinfectie worden uitgevoerd in twee afzonderlijke stappen.

Standtijd: vervang de oplossing elke werkdag of wanneer vervuiling duidelijk zichtbaar is.

Microbiologische werkzaamheid

Werkzaamheid	Concentratie	Contacttijd
bactericide EN13727, EN14561, overeenkomstig met VAH - hoge belasting	2 % (20 ml/l)	5 min.

CE 0297



Productinformatie

Samenstelling:

100 gr van de parels bevat de volgende actieve ingrediënten:
43,0 gr natriumpercarbonaat, 22,0 g
tetracetyلهyleendiamine.

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004:>
30% bleekmiddelen op basis van zuurstof, <5% niet-ionogene
oppervlakteactieve stoffen, <5% fosfaten, <5% EDTA en
zouten daarvan, enzymen, parfums.

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Kleur	lichtblauw
pH	circa 8 / 20 g/l / 20 °C / in water
Viscositeit, dynamisch	Niet van toepassing
Vlampunt	Niet van toepassing
Vorm	korrelig

Speciaal advies

Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Niet geschikt voor instrumenten gemaakt van koper en chroom of vernikkelde instrumenten die eerder mechanisch beschadigd zijn.

Met de toevoeging van specifieke additieven is de pH waarde van gigasept® pearls rondom neutraal gebufferd. Hierbij wordt een eiwitcoagulatie (fixatie van eiwitten op oppervlakken) vermeden en een optimale materiaalcompatibiliteit bereikt.

Overdracht van kleine hoeveelheden gebruiksoptlossing van de voorreiniging leidt naar verwachting niet tot interacties met reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen van de machinale endoscoop processen. (bijvoorbeeld glutaraaldehyde en perazijnzuurbasis)

Lichte kleurvariaties van de gigasept® pearls hebben geen invloed op de productkwaliteit.

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
gigasept pearls 1,5 kg EM	4/Doos	70000179
gigasept pearls 6 kg EM	1/Doos	70000178

Milieu

schülke produceert producten op een economische wijze en met moderne, veilige en milieuvriendelijke productieprocessen behoudends hoge kwaliteitsstandaarden.

Expert reports en informatie

Bezoek onze website voor een overzicht van alle beschikbare literatuur / rapporten over het product: www.schuelke.nl, voor individuele vragen: telefoon: 0031 23 5252634



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com