

medisana®

Neem **voorzorgsmaatregelen** om
jezelf te beschermen tegen **virussen**

Bescherm jezelf om anderen te beschermen

Niet elk mondmasker biedt de veiligheid die tegenwoordig nodig is: voor betrouwbare bescherming tegen druppeltransmissie infecties worden mondmaskers aanbevolen met een FFP2- classificatie.

Het zogenaamde FFP- mondmasker vermindert de inademing van besmettelijke aerosolen die in de lucht hangen. Het FFP2- mondmasker wordt als significant effectiever beschouwd, dan de gemiddelde mondmaskers die standaard verkrijgbaar zijn.

De basisregel is: hoe betrouwbaarder het mondmasker, hoe beter je jezelf beschermt tegen infecties!

Mondmasker RM 100

- **FFP2** (EN 149:2001/A1:2009)
Gestest en gecertificeerd voor het beschermen tegen schadelijke stoffen, zoals vaste en vloeibare stofdeeltjes, rook en aerosols.
Effectief tegen bacteriën, allergenen en ziektekiemen (Module C2)
- **Beschermingsclassificatie III** Persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 (PPE) Notified Body gecertificeerd (Module B)
- **CE met 4- cijfer ID-nummer (CE 2834)** mag alleen worden gebruikt bij certificering (PPE/FFP2/KN 95)
Let op: KN95 is naar Chinese en Amerikaanse normen, onderdeel van EN 149:2009/A1:2009. EU verplichte paraffinetest valt niet onder KN95.
- Hoog filterniveau: 95% van alle partikels in de lucht
- Flexibele one size fits all | gebruiksvriendelijk materiaal
- Uitstekende pasvorm: V- vorm met neuscontour design
- 3D- design voor comfortabele ademhaling
- Oorlussen met elastieke band voor een goede pasvorm
- Getest en CE- gecertificeerd volgens EN 149:2001/A1:2009 norm



3D-Design



Beschermingsclassificatie
FFP2 NR



3-laags



One size fits all

medisana®

Hoge kwaliteit beschermt mondmaskerdrager en de omgeving

Welke beschermde mondmaskers zijn echt betrouwbaar?

Het is niet eenvoudig om de verschillende monsmaskers te herkennen.

medisana FFP2 maskers zonder ventiel beschermt de drager EN de omgeving!

Daarnaast voldoet het medisana mondmasker aan de **EU-norm EN 149** en is het ook **geschikt voor het gebruik bij medische toepassingen**.

Type masker					
	Mond-neus bescherming	FFP2 / FFP3 masker zonder ventiel	FFP2 / FFP3 masker met ventiel	Zelf genaaid masker	Sjaal / bandana
Beschermt de gebruiker?	nee	ja	ja	deels geschikt	deels geschikt
Beschermt de omgeving?	ja	ja	nee	ja	deels geschikt
Geschikt voor medisch personeel?	ja	ja	ja	niet voor intensief medisch gebruik	nee

*Bron: <https://www.vergleich.org/>, „Atemschutzmaske Vergleich 2020 - Die 4 besten Schutz- und Staubmasken im Überblick“